


Pe ウサギ抗ヒト Gprc5D モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nzd1

商品番号: CM0011152



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトGPRC5Dに対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。GPRC5Dは、硬ケラチンの発現および毛髪/爪の発達に関与するGタンパク質共役型受容体です。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト GPRC5D mAb
備考/別名	GPRC5D
種	ヒト
遺伝子ID	55507
免疫原	ヒトGPRC5D (NP_061124.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZD1
タンパク質分子量	34kDa/36kDa/38kDa
配送	アイスバッグ