

Pe Rabbit Anti-Human Hif-1 Alpha Monoclonal Antibody For Fc (Intra) - Q16665

商品番号: CM0004182



前書き

細胞内フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトHIF-1

alphaモノクローナル抗体。低酸素応答、がん、および代謝適応の研究に適しています。ヒトと反応します。
。 - Q16665

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human HIF-1 alpha mAb
備考/別名	HIF1, MOP1, PASD8, HIF-1A, bHLHe78, HIF-1alpha, HIF1-ALPHA, HIF-1-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3091
GeneID	3091
免疫原	HIF1 alpha (NP_001521.1) のアミノ酸401-500に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16665
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋