

## Pe ウサギ抗ヒト Hmox1 モノクローナル抗体 - P09601

商品番号: CM0009840



### 前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、ヒトヘムオキシゲナーゼ1（HMOX1/HO-1）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトHMOX1を認識し、免疫原はアミノ酸1～265に相当します。アポトーシスおよび酸化ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PE ウサギ抗ヒト HMOX1 モノクローナル抗体                                            |
| 備考/別名      | HO-1、HSP32、HMOX1D、bK286B10                                           |
| 種          | ヒト                                                                   |
| GeneID（ヒト） | 3162                                                                 |
| GeneID     | 3162                                                                 |
| 免疫原        | ヒトヘムオキシゲナーゼ1（HO-1/HMOX1）（NP_002124.1）のアミノ酸1～265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                            |
| アプリケーション   | FC（細胞内）                                                              |
| 交差反応性      | ヒト                                                                   |
| SWISS      | P09601                                                               |
| タンパク質分子量   | 33 kDa                                                               |
| 配送         | 保冷バッグ                                                                |