


Fc用Peウサギ抗ヒトIcam-1/Cd54モノクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0010614



前書き

ヒトICAM-1/CD54 (SWISS: P05362) に対する高性能PE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) 用途でバリデーション済みで、免疫学および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトICAM-1/CD54 mAb
備考／別名	BB2; CD54; P3.58
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3383
GeneID	3383
免疫原	ヒトICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸28～480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
輸送	アイスバッグ