

Pe 標識ウサギ抗ヒト Ifn- γ

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P01579

商品番号: CM0012546



前書き

ヒトインターフェロン γ (IFN- γ) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリー用です。免疫研究や診断開発における活性化T細胞のサイトカイン発現検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE 標識ウサギ抗ヒト IFN- γ mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
種	ヒト
遺伝子ID	3458 (ヒト)
免疫原	ヒトIFN- γ (NP_000610.2) のアミノ酸24-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
発送条件	保冷剤