

フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ 抗ヒト IgA1 モノクローナル抗体 - P01876

商品番号: CM0011612



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトIgA1定常領域を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸99-353）によりIgA1サブクラスへの特異性を確保；ヒト試料分析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗ヒト IgA1 モノクローナル抗体
備考/別名	IgA1
種	ヒト
GeneID (Human)	3493
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIgA1のアミノ酸99-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876
タンパク質分子量	38kDa/42kDa
発送条件	氷袋