


## フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト IgG (Fc) モノクローナル抗体 - P01857

商品番号: CM0012685



### 前書き

フローサイトメトリー用のヒト IgG Fc 領域 (IGHG1) を標的とする PE 結合ウサギモノクローナル抗体。ヒト IgG1 定常領域を認識します。組換え Fc フラグメントを免疫原として使用しています。ヒトサンプルに適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE ウサギ抗ヒト IgG (Fc) mAb                                  |
| 備考/別名       | IGHG1                                                   |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3500                                                    |
| GeneID      | 3500                                                    |
| 免疫原         | ヒト IgG (Fc) (P01857) のアミノ酸 100~330 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | FC                                                      |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | P01857                                                  |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                   |
| 配送          | 保冷バッグ                                                   |