


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト IgG (Fc) モノクローナル抗体 - P01857

商品番号: CM0011248



前書き

ヒト IgG 重鎖定常ガンマ1 (IGHG1) の Fc 領域を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト IgG1 と反応し、フローサイトメトリー (FC) アプリケーションに適しています。SWISS: P01857。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト IgG (Fc) mAb
備考/別名	IGHG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3500
GeneID	3500
免疫原	組換えタンパク質 (またはそのフラグメント)。この情報は商業上機密性の高い情報とみなされます。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷バッグ