

フローサイトメトリー用 PE ウサギ抗ヒト IL-10Ra/Cd210 モノクローナル抗体 - Q13651

商品番号: CM0012155



前書き

ヒトIL-10RA/CD210（IL-10受容体α）に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。造血細胞におけるIL-10を介した抗炎症シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PE ウサギ抗ヒト IL-10RA/CD210 モノクローナル抗体
別名	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3587
遺伝子ID	3587
免疫原	ヒトIL-10RA/CD210（NP_001549.2）のアミノ酸22～235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13651
タンパク質分子量	63 kDa
発送方法	保冷剤