

Pe標識ウサギ抗ヒトIL-17Ra/Cd217 モノクローナル抗体

フローサイトメトリー用 - Q96F46

商品番号: CM0009832



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトIL-17RA/CD217を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。自然免疫および適応免疫、炎症、宿主-病原体相互作用におけるIL-17シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトIL-17RA/CD217 モノクローナル抗体
備考/別名	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23765
免疫原	ヒトIL-17RA/CD217 (NP_055154.3) のアミノ酸33-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96F46
タンパク質分子量	96kDa
輸送	保冷バッグ