


フローサイトメトリー（細胞内）用 PE ウサギ抗ヒト IL-2 モノクローナル抗体 - P60568

商品番号: CM0008959



前書き

ヒトインターロイキン-2（IL-2）に対する PE 標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞の増殖と免疫寛容を調節する主要サイトカインであるヒト IL-2 を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PE ウサギ抗ヒト IL-2 mAb
備考／別名	IL-2；TCGF；リンフォカイン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3558
GeneID	3558
免疫原	ヒト IL-2（NP_000577.2）のアミノ酸21～153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷バッグ