

Pe標識 ウサギ抗ヒトIL-4モノクローナル抗体 - P05112

商品番号: CM0007896



前書き

ヒトインターロイキン-4（IL-4）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済みです。IgE制御やTh2応答の研究を含む、免疫機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトIL-4モノクローナル抗体
備考/別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3565
遺伝子ID	3565
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL-4のアミノ酸25-153に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000580.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05112
タンパク質重量	17 kDa
配送	アイスバッグ