


Pe ウサギ抗ヒト IL-5 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05113

商品番号: CM0005683



前書き

細胞内フローサイトメトリー（FC）用に設計されたPE標識ウサギ抗ヒト IL-5モノクローナル抗体。ヒトサンプルに適しています。
免疫原：ヒト IL-5 のアミノ酸 20-134。免疫学およびサイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト IL-5 mAb
備考/別名	EDF, IL-5, TRF, インターロイキン-5
種	ヒト
遺伝子ID	3567
免疫原	組換えタンパク質（ヒト IL-5 (NP_000870.1) のアミノ酸 20-134 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05113
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ