

Pe ウサギ抗ヒト IL18R1/IL-18 R α モノクローナル抗体（Fc用） - Q13478

商品番号: CM0005048



前書き

ヒト IL18R1 (IL-18R alpha, CD218a)
を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フ
ローサイトメトリー（FC）で検証済み。標的分子量
62kDa；IL-18媒介性Th1免疫応答に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト IL18R1/IL-18 R α mAb
備考/別名	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8809
免疫原	ヒト IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1) のアミノ酸22-329に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13478
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスパック