

Pe ウサギ抗ヒト IL9 Mab - P15248

商品番号: CM0008835



前書き

ヒトインターロイキン-9（IL-9, P40/HP40）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫学研究、ヒトT細胞および肥満細胞におけるサイトカイン発現の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト IL9 mAb
備考/別名	P40; HP40; IL-9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3578
GeneID	3578
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL9（NP_000581.1）のアミノ酸19-144に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P15248
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋