


Pe ウサギ抗ヒト Ilt5/Cd85A モノクローナル抗体（Fc用） - O75022

商品番号: CM0009949



前書き

ヒト ILT5/CD85a (LILRB3)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。ヒトとの交差反応性が確認されており、約69kDa/71kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト ILT5/CD85a mAb
備考/別名	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11025
遺伝子ID	11025
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75022
タンパク質分子量	69kDa/71kDa
配送	アイスバッグ