

Pe ウサギ抗ヒトインテグリン Alpha 3/Cd49C
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P26006

商品番号: CM0005099

前書き

フローサイトメトリー用途向け、ヒトインテグリンalpha-3/CD49cを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞-細胞外基質相互作用、侵突足形成、および微生物感染機構の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトインテグリン alpha 3/CD49c mAb
備考/別名	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3675
遺伝子ID	3675
免疫原	組換えタンパク質 ヒトインテグリン alpha 3/CD49c (NP_002195.1) のアミノ酸466-620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26006
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスバッグ