


Pe ウサギ抗ヒト インテグリン B5/Itgb5 モノクローナル抗体（Fc用） - P18084

商品番号: CM0011440



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト インテグリン beta-5 (ITGB5)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。RGD依存性フィブロネクチン受容体およびアデノウイルス受容体を認識；細胞膜局在。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト インテグリン β5/ITGB5 mAb
備考/別名	ITGB5; integrin beta-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3693
GeneID	3693
免疫原	ヒト インテグリン β5/ITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸24-490領域内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18084
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋