

Pe Rabbit Anti-Human Kir2Dl4/Cd158D Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q99706

商品番号: CM0004823



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトKIR2DL4 (CD158d) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。NK細胞のエフェクター機能および母児免疫寛容に関与するキラー細胞免疫グロブリン様受容体を認識します。ヒトと交差反応します。 - Q99706

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb
備考/エイリアス	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS
種	ヒト
遺伝子ID	3805
免疫原	ヒトKIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) のアミノ酸24-242を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99706
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋