


Pe ウサギ抗ヒト Kir3DL1/Cd158E モノクローナル抗体（Fc用） - P43629

商品番号: CM0011651



前書き

ヒト KIR3DL1/CD158e (SWISS: P43629)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済みで、抑制性NK細胞受容体を検出します。反応種：ヒト。免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト KIR3DL1/CD158e mAb
備考/別名	KIR; NKBI; NKAT3; NKBIb; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1
種	ヒト
GeneID	3811
免疫原	組換えタンパク質 ヒト KIR3DL1/CD158e (NP_037421.2) のアミノ酸22-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43629
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ