


フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒト Λ 軽鎖モノクローナル抗体 - P0Cg04

商品番号: CM0008478



前書き

ヒト免疫グロブリン λ 定常領域1 (IGLC1) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、B細胞の免疫表現型解析および免疫グロブリン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒト λ 軽鎖mAb
種	ヒト
免疫原	ヒト λ 軽鎖のアミノ酸1〜106に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P0CG04
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷バッグ