


細胞内フローサイトメトリー用Peウサギ抗ヒトLamp1/Cd107Aモノクローナル抗体 - P11279

商品番号: CM0010330



前書き

細胞内フローサイトメトリーで検証された、ヒトLAM P1（CD107a、LAMPa、LGP120）を標的とするPEコンジュゲートウサギモノクローナル抗体です。リソソーム生合成、オートファジー、NK細胞細胞傷害活性に関与するリソソーム膜糖タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト LAMP1/CD107a mAb
備考/別名	LAMPa; CD107a; LGP120
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107a (NP_005552.3) のアミノ酸29-382に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38kDa/45kDa
発送	氷袋