

フローサイトメトリー用 Pe標識 ウサギ 抗ヒト Lgr5 (Gpr49)

モノクローナル抗体 - O75473

商品番号: CM0008654



前書き

C末端ペプチドに高い特異性を示す、フローサイトメトリー用PE標識ウサギモノクローナル抗体。幹細胞および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ 抗ヒト LGR5 (GPR49) モノクローナル抗体
備考/別名	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
種	ヒト
ヒトGeneID	8549
GeneID	8549
免疫原	ヒト LGR5 (NP_003658.1) のアミノ酸480-580に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	O75473
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ