


Fc用 PE標識ウサギ抗ヒトLifr/Cd118モノクローナル抗体 - P42702

商品番号: CM0004276



前書き

フローサイトメトリー用ヒトLIFR/CD118を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。免疫学および幹細胞研究における白血病抑制因子受容体シグナリングとサイトカイン受容体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト LIFR/CD118 mAb
備考/別名	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3977
GeneID	3977
免疫原	ヒトLIFR/CD118 (NP_002301.1) のアミノ酸45-833に相当する配列を含む組換えタンパク質 / 組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P42702
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋