


PE標識ウサギ抗ヒトMertkモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q12866

商品番号: CM0011392



前書き

PE標識ウサギ抗ヒトMERTKモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒト特異的。エフェロサイトーシス、がんシグナル伝達、免疫調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトMERTK mAb
備考/別名	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; チロシンプロテインキナーゼMer
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	10461
GeneID	10461
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMERTK (NP_006334.2) のアミノ酸26-499に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
発送条件	保冷剤 (アイスバッグ)