


Pe Rabbit Anti-Human Mglur2 Monoclonal Antibody For Fc - Q14416

商品番号: CM0012245



前書き

ヒトmGluR2（代謝型グルタミン酸受容体2）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。神経科学、シナプス伝達、およびウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human mGluR2 mAb
備考/別名	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2912
GeneID	2912
免疫原	ヒトmGluR2 (NP_000830.2) のアミノ酸22-498に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14416
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスパック