

Fc用 Peウサギ抗ヒトMica/Micbモノクローナル抗体 - Q29983 / Q29980

商品番号: CM0005309



前書き

フローサイトメトリー用のPE結合ウサギ由来抗ヒトMICA/MICBモノクローナル抗体です。免疫監視および腫瘍免疫学に重要なストレス誘発性NKG2Dリガンドと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human MICA/MICB mAb
別名	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMICB (NP_005922.2)のアミノ酸23～298番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q29983/Q29980
タンパク質分子量	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
輸送方法	保冷剤