

フローサイトメトリー用Peウサギ抗ヒトMrc2モノクローナル抗体 - Q9Ubg0

商品番号: CM0009245



前書き

ヒトMRC2（CD280、ENDO180）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。ヒト細胞サンプルにおけるコラーゲンリモデリング、エンドサイトーシス、がんの進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトMRC2 mAb
備考／別名	CD280; UPARAP; CLECI3E; ENDO180
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9902
遺伝子ID	9902
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRC2 (NP_006030.2) のアミノ酸35〜513に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBG0
タンパク質分子量	167kDa
輸送	保冷バッグ