

Pe ウサギ抗ヒト Nectin-1/Cd111

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q15223

商品番号: CM0009417



前書き

ヒト Nectin-1/CD111 (Q15223)

を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適しています。細胞接着、神経発達、およびヘルペスウイルス侵入の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト Nectin-1/CD111 mAb
備考/別名	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRL1; SK-12; CLPED1; nectin-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5818
遺伝子ID	5818
免疫原	ヒト Nectin-1/CD111 (NP_002846.3) のアミノ酸1-334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15223
タンパク質分子量	57kDa/51kDa/39kDa
配送	氷袋