

フローサイトメトリー用PEウサギ抗ヒトNg2 Mab - Q6Uvk1

商品番号: CM0008028



前書き

フローサイトメトリー用のヒトNG2（CSPG4）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。細胞遊走および血管新生に関与する細胞表面受容体であるコンドロイチン硫酸プロテオグリカン4を認識します。メラノーマおよび腫瘍微小環境の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトNG2 mAb
備考／別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
種	ヒト
GeneID (Huma)	1464
GeneID	1464
免疫原	ヒトNG2（NP_001888.2）のアミノ酸1583～2224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
輸送	氷袋