

Pe ウサギ抗ヒト NT5E/Cd73 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21589

商品番号: CM0007730



前書き

ヒト NT5E/CD73 を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。ヌクレオシド代謝および免疫抑制に関与する GPI アンカー型酵素であるエクト-5'-ヌクレオチダーゼを認識します。免疫学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト NT5E/CD73 mAb
備考/別名	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	4907
遺伝子 ID	4907
免疫原	ヒト NT5E/CD73 (NP_002517.1) のアミノ酸 27-547 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21589
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋