

Pe ウサギ抗ヒトPd-L1/Cd274 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Nzq7

商品番号: CM0010810



前書き

ヒトPD-L1/CD274（B7-H1、PDL1）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）への使用に適しています。免疫寛容、チェックポイント阻害、がん免疫療法の研究に欠かせないツールです。33kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトPD-L1/CD274 モノクローナル抗体
別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29126
遺伝子ID	29126
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送方法	保冷剤