


Pe ウサギ抗ヒト Phospho-Histone H2Ax-S139

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P16104

商品番号: CM0001699



前書き

ヒトヒストンH2AXのリン酸化S139（phospho-S139）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーにて検証済み。DNA損傷および細胞周期の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト Phospho-Histone H2AX-S139 mAb
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3014
GeneID	3014
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P16104
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋