

Pe ウサギ抗ヒト Plzf モノクローナル抗体 Fc (細胞内) 用 - Q05516

商品番号: CM0009959



前書き

ヒト PLZF (ZBTB16)

を標的とする、細胞内フローサイトメトリー用のPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み（74kDa）。造血および転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト PLZF mAb
備考/別名	PLZF; ZNF145
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7704
GeneID	7704
免疫原	組換えタンパク質 (ヒト PLZF (NP_005997.2) のアミノ酸 6-137 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05516
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ