


Pe ウサギ抗ヒト Podoplanin モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q86YL7

商品番号: CM0010123



前書き

ヒトポドプラニン（PDPN）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。細胞移動、接着、上皮間葉転移の調査に有用です。SWISS: Q86YL7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト Podoplanin mAb
備考/別名	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
種	ヒト
GeneID	10630
免疫原	ヒトPodoplanin (NP_006465.4) のアミノ酸21-123に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YL7
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋