


PE標識ウサギ抗ヒトPth1Rモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q03431

商品番号: CM0012153



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトPTH1R（副甲状腺ホルモン1受容体）を標的とし、フローサイトメトリー用。細胞外ドメイン（アミノ酸27-188）を認識。ヒトPTH1Rと反応。分子量約66 kDa。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトPTH1R mAb
備考/別名	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1
種	ヒト
GeneID	5745
免疫原	組換えタンパク質、ヒトPTH1R（NP_000307.1）のアミノ酸27-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03431
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ