

Pe ウサギ抗ヒト Rankl/Cd254

モノクローナ抗体（フローサイトメトリー・細胞内用）- O14788

商品番号: CM0012196



前書き

ヒト RANKL/CD254 (TNFSF11)
を標的とする、細胞内フローサイトメトリー用のPE標識ウサギモノクローナル抗体。破骨細胞の分化、骨代謝、および樹状細胞/T細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト RANKL/CD254 mAb
備考/別名	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
種	ヒト
遺伝子ID	8600
免疫原	ヒト RANKL/CD254 (NP_003692.1) のアミノ酸136-317に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14788
タンパク質分子量	27kDa/30kDa/35kDa
配送	アイスバッグ