


Pe ウサギ抗ヒトSiglec-7/Cd328 モノクローナル抗体（Fc用途） - Q9Y286

商品番号: CM0006162



前書き

ヒトSiglec-7 (CD328/AIRM1/p75) に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）専用に開発されました。アミノ酸18-144をカバーする組換え免疫原を使用しており、ナチュラルキラー細胞および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトSiglec-7/CD328 モノクローナル抗体
備考/別名	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	27036
GeneID	27036
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSiglec-7/CD328（NP_055200.1）のアミノ酸18-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y286
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤