


Fc用Pe標識ウサギ抗ヒトSiglec-8モノクローナル抗体 - Q9Nyz4

商品番号: CM0006216



前書き

ヒトSiglec-8を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みです。複数のアイソフォーム（44/46/54 kDa）を検出し、ヒトサンプルにおける好酸球、好塩基球、肥満細胞の生物学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトSiglec-8 mAb
備考／別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27181
免疫原	ヒトSiglec-8のアミノ酸17〜363に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_055257.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	44kDa/46kDa/54kDa
輸送条件	保冷バッグ