


PE標識ウサギ抗ヒトStat1モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P42224

商品番号: CM0012164



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトSTAT1を標的。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。インターフェロニングシグナル伝達、抗ウイルス防御、STAT1転写因子研究に最適。研究用・体外診断用医薬品原薬。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトSTAT1 mAb
備考/別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6772
GeneID	6772
免疫原	ヒトSTAT1 (NP_009330.1) のアミノ酸650-750に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P42224
タンパク質分子量	83 kDa/87 kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）