

細胞内フローサイトメトリー用 PE ウサギ抗ヒト Stat3 モノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0010525



前書き

細胞内フローサイトメトリー（FC）用 PE 標識ウサギ抗ヒト STAT3 モノクローナル抗体。IL-6 および JAK/STAT 経路における 88 kDa の転写活性化因子である STAT3/APRF を標的とします。ヒトとの交差反応性があります。研究用途に限り使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト STAT3 mAb
備考／別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6774
GeneID	6774
免疫原	ヒト STAT3 (NP_003141.2) のアミノ酸 611~710 内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88 kDa
配送	保冷バッグ