


フローサイトメトリー用 PE 標識 ウサギ抗ヒト Tie-2/Cd202B

モノクローナル抗体 - Q02763

商品番号: CM0008773



前書き

PE 結合ウサギ抗ヒト Tie-2/CD202b

モノクローナル抗体は、ヒト検体中の Tie-2

受容体（UniProt

Q02763）をフローサイトメトリー（FC）で検出するために特異的に検証されています。血管新生および血管生物学研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 標識 ウサギ抗ヒト Tie-2/CD202b モノクローナル抗体
別名	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
対象種	ヒト
遺伝子ID	7010
免疫原	ヒト Tie-2/CD202b (NP_000450.3) のアミノ酸 23～745番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02763
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	保冷剤同梱