


Pe ウサギ抗ヒト Tigit モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q495A1

商品番号: CM0008222



前書き

ヒト TIGIT (VSIG9, VSTM3) を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みです。T 細胞および NK 細胞上の阻害性免疫受容体を標的とします。UniProt Q495A1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト TIGIT mAb
備考/別名	VSIG9; VSTM3; WUCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	201633
GeneID	201633
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q495A1
タンパク質分子量	18kDa/26kDa
配送	アイスバッグ