


Pe Rabbit Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8Tdq0

商品番号: CM0008423



前書き

ヒトTIM-3/HAVCR2を標的とするウサギモノクローナルPE結合抗体。フローサイトメトリー（FC）にて検証済み。組換え免疫原（aa 22-200）。免疫チェックポイントおよびT細胞エクゾースト（枯渇）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84868
遺伝子ID	84868
免疫原	ヒトTIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) のアミノ酸22-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋