


PE標識 ウサギ抗ヒトTlr1モノクローナル抗体（Fc用） - Q15399

商品番号: CM0011297



前書き

ヒトToll様受容体1（TLR1/CD281）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用途に設計されています。本研究ツールを使用して、細菌リポペプチドに対するTLR1介在性の自然免疫応答を解析できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトTLR1 mAb
備考/別名	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7096
GeneID	7096
免疫原	ヒトTLR1のアミノ酸325-424の配列に対応する合成ペプチド (NP_003254.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15399
タンパク質重量	90kDa
輸送	アイスパック