


PE標識 ウサギ抗ヒトTlr3 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用（細胞内染色） - O15455

商品番号: CM0008254



前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトTLR3（CD283）を標的とし、細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。自然免疫およびウイルス感染研究アプリケーションに最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトTLR3 mAb
備考/別名	CD283; IAE2; IMD83
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7098
遺伝子ID	7098
免疫原	ヒトTLR3（NP_003256.1）のアミノ酸24-339に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	O15455
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ