

フローサイトメトリー用PE標識 ウサギ抗ヒトTmprss2モノクローナル抗体 - O15393

商品番号: CM0004793



前書き

フローサイトメトリー用PE結合ウサギ抗ヒトTMPRSS2モノクローナル抗体です。前立腺癌の進展、ウイルス感染機構（SARS-CoV、SARS-CoV-2）、宿主細胞のタンパク質分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human TMPRSS2 mAb
別名	PRSS10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7113
遺伝子ID	7113
免疫原	ヒトTMPRSS2 (NP_005647.3) のアミノ酸106～255番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O15393
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋