


Pe ウサギ抗ヒト Tnf-A モノクローナル抗体 Fc (細胞内) 用 - P01375

商品番号: CM0007785



前書き

フローサイトメトリー細胞内染色用PE標識ウサギ抗ヒトTNF-

αモノクローナル抗体。炎症反応、免疫調節、およびがん生物学における腫瘍壊死因子アルファを調査します。ヒトTNF-

α（カヘクチン/TNFSF2）と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト TNF-α mAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLGIF; TNF-alpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7124
遺伝子ID	7124
免疫原	ヒトTNF-α (NP_002344.2) のアミノ酸77-233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ