


## PE標識ウサギ抗ヒトTrop-2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P09758

商品番号: CM0008612



### 前書き

フローサイトメトリー用途向けのPE標識ウサギ抗ヒトTROP-2モノクローナル抗体。腫瘍関連抗原TROP-2を認識し、免疫腫瘍学研究および診断開発をサポートします。 - P09758

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | PE標識ウサギ抗ヒトTROP-2 mAb                                   |
| 備考/別名    | EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1        |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 4070                                                   |
| 免疫原      | ヒトTROP-2 (NP_002344.2) のアミノ酸27-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| 適用       | FC（フローサイトメトリー）                                         |
| 交差反応性    | ヒト                                                     |
| SWISS    | P09758                                                 |
| タンパク質分子量 | 36kDa                                                  |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                  |