

Fc用Peウサギ抗ヒト/サルCD10 Mab - P08473

商品番号: CM0010951



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD10（ネプリライシン）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。免疫学および心血管研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒト/サルCD10 mAb
備考/別名	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4311
GeneID	4311
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD10（NP_000893.2）のアミノ酸52～750に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08473
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷バッグ